



Astropol

L'exigence esthétique

*pour la finition
et le polissage*

Assortiment Astropol

Kit de 24 pointes siliconées pour le polissage et la finition

4 formes et 3 degrés d'abrasion

petite grande
flamme flamme cône disque

Astropol F



Pointes à finir pour éliminer les excès de matériau, et pour un pré-polissage. On obtient une surface lisse.

Astropol P



Pointes à polir pour obtenir un fini de surface très fin

Astropol HP



Pointes contenant une très fine poudre diamantée. Les pointes diamantées très fines sont utilisées pour le brillantage.

A utiliser sans pression.

Particulièrement efficace sur les matériaux durs, tels que Tetric EvoCeram, Adoro

www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent SAS Clinical

BP 118 | 74410 Saint-Jorioz | France | Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

